

Utilisation d'un guidon de transfert

Objectif : Permettre à une personne avec un bon équilibre de se transférer facilement sur courte distance (lit ↔ fauteuil).

Matériel nécessaire

- Guidon de transfert avec plateforme tournante et poignées
- Chaussures fermées antidérapantes



Précautions avant utilisation

- Réservé aux personnes capables de se tenir debout seules quelques secondes
- Vérifier que la plateforme tourne librement
- Expliquer chaque étape à la personne



Étapes d'utilisation



1. **Positionner le guidon :** Le placer devant la personne assise, poignées accessibles.
2. **Aider à se lever :** Inviter la personne à se mettre debout en s'aidant des poignées.
3. **Stabiliser les pieds :** Vérifier le bon positionnement sur la plateforme.
4. **Faire pivoter la personne :** Tourner doucement le guidon vers la destination.
5. **Asseoir la personne :** Une fois alignée, faire asseoir doucement la personne.

