

Utilisation d'un verticalisateur

Objectif : Aider une personne à passer de la position assise à debout, pour transfert court (fauteuil ↔ toilettes/lit).



Matériel nécessaire

- Verticalisateur manuel ou électrique
- Ceinture ou sangle de maintien



Précautions avant utilisation

- Réserver l'utilisation à une personne ayant un tonus minimum des membres inférieurs
- Vérifier que la personne est bien chaussée (antidérapant)
- Expliquer chaque geste avant de le faire



Étapes d'utilisation



1. **Positionner le verticalisateur :**
Approcher le verticalisateur en face de la personne, freins activés.
2. **Placer les pieds :** Mettre les pieds de la personne sur le repose-pieds.
3. **Mettre la sangle thoracique :**
Enrouler et fixer la ceinture de maintien autour du buste.
4. **Encourager la participation :**
Demander à la personne de tenir les poignées.
5. **Lever doucement :** Actionner la manivelle ou le moteur pour l'aider à se redresser.
6. **Effectuer le transfert :** Avancer ou reculer jusqu'à la destination, puis la redescendre en douceur.

